

Холодильник для службы крови НХС-158



Эргономичный дизайн



Компрессор
известной марки



Регулируемые
полки и
корзины



Конструкция,
не допускающая
образование
конденсата



Интеллектуальная
система аварийной
сигнализации



Регулируемые полки

Полки устанавливаются на любую высоту для соответствия различным требованиям.



Три типа аварийной сигнализации

Звуковая, визуальная (световая),
дистанционная сигнализация



Пять аварийных сигналов

Аварийные сигналы высокой/низкой температуры, сбоя питания, ошибки датчика, низкого уровня заряда аккумулятора, открытия двери.

СПЕЦИФИКАЦИИ

НХС-158

Технические данные

Тип	Холодильник с корзинами для хранения
Климатический класс	ST
Тип охлаждения	Принудительное воздушное охлаждение
Режим размораживания	Автоматический
Хладагент	Озонобезопасный
Уровень шума (дБ)	42

Рабочие характеристики

Температурный диапазон (°C)	2~6
Температура окружающей среды (°C)	10-38

Управление

Контроллер	Микропроцессорное
Дисплей	Светодиодный

Электрические данные

Электропитание (В/Гц)	220~240/50/60
Мощность (Вт)	350 Вт
Ток (А)	2,6

Размеры

Объем (л/футов ³)	158/5,6
Вместимость (пакеты с кровью по 450 мл)	84
Вес-нетто/брутто (приблиз.)	107/120 (кг) 235,9/264,6 (фунтов)
Внутренние размеры (Ш*Г*В)	460*370*950 (мм) 18,1*14,6*37,4 (дюймов)
Наружные размеры (Ш*Г*В)	560*570*1530 (мм) 22,0*22,4*60,2 (дюймов)
Размеры упаковки (Ш*Г*В)	645*675*1680 (мм) 25,4*26,6*66,1 (дюймов)
Размер контейнера (20'/40'/40' В)	27/54/54



Аварийные сигналы

Высокая/низкая температура	Да
Сбой питания	Да
Ошибка датчика	Да
Низкий заряд аккумулятора	Да
Незакрытая дверца	Да
Дистанционный аварийный сигнал	Да

Принадлежности


Ролики	Да
Ножки	Да
Контрольное отверстие	Да
Полки/корзина	4/4
Ящики/внутренние дверцы	-/2
USB-интерфейс	Опция
Регистратор температуры	Опция

Прочее

Сертификат	CE
------------	----



AWTech
Advanced Worldwide Technologies



127566 Россия, Москва,
Алтуфьевское шоссе, дом 48, корпус 1
+7 (499) 346-74-93
info@awt.ru
www.awt.ru